




# movita | movita casa

Pečovateľská lůžka





# movita – efektivní řešení

Nákladově efektivní. Komfortní. Individuální.

Nákladově efektivní v ošetrovatelské péči a komfortní pro klienta – pečovatelská lůžka **movita** a **movita casa** jsou řešením pokojů klientů v zařízeních, která jsou omezena rozpočtem, ale přesto mají vysoké nároky na komfort a kvalitu. Nízká výška lůžka 37 cm usnadňuje pohodlné vstávání a usedání na lůžko i menším klientům a usnadňuje také přechod z lůžka do křesla. Ošetřující personál šetří čas, protože **movita** a **movita casa** jsou polohovatelná ve všech výškových nastaveních, v nichž je také možné lůžko zabrzdit.


movita  
efektivní



movita casa  
komfortní







# Naše řešení pro váš lepší život

Zaostřeno na uživatele

Prostřednictvím širokého portfolia produktů a služeb usiluje společnost LINET o maximální zvýšení přínosu pro zákazníky. Ústředním tématem vývoje produktů jsou vždy unikátní funkce dosažené technologickými inovacemi, přidanou hodnotou je pak estetická úroveň. Zákazník tak získává hned několik výhod najednou: zůstává zachována samostatnost klientů, zjednodušují se rutinní ošetrovatelské činnosti, snižují se požadavky na údržbu a dochází ke zvýšení hospodárnosti pro provozovatele.



## Přínosy lůžka movita

- Vynikající poměr cena / výkon
- Individuální nastavení výšky 36 (38)–78 (80) cm pro lůžko movita, 37–79 cm pro lůžko movita casa
- Bezpečná investice:
  - maximální hmotnost klienta až 190 kg
  - integrované prodloužení lůžka
  - minimální požadavky na příslušenství
- Individuální mobilizace klienta pomocí postranic
- Prevence dekubitů
- Časové úspory v ošetrovatelské péči

# Portfolio lůžek movita

Model lůžka	<p>movita</p> 	<p>movita casa</p> 
Polohování a transport	<p>Na pokoji klienta a na chodbách Při každé výšce lůžka Viditelná kolečka 100 / 125 mm</p>	<p>Na pokoji klienta Při každé výšce lůžka Obložení podvozku pro komfortnější vzhled</p>
Možnost zabrzdění	<p>Centrální brzda v nožní části</p>	<p>Brzda v nožní i hlavové části</p>

## Benefity LINET



### Klient

- Vysoká úroveň bezpečnosti
- Zvýšení samostatnosti
- Účinná prevence pádů a dekubitů



### Ošetrovatelská péče

- Maximální časová úspora
- Bezbariérový přístup ke klientovi
- Snížení zátěže zad při práci



### Management

- Vynikající poměr náklady / přínos
- Maximální využití díky vysoké míře spokojenosti klientů
- Minimální následné náklady



### Údržba

- Obsluha šitá na míru
- Nízké náklady na údržbu
- Snadná dostupnost náhradních dílů

# Ložná plocha s rámem BiNetic


## Koncepce ložné plochy pro prevenci dekubitů

Pokud jsou klienti dlouhodobě upoutáni na lůžko, vyžaduje jejich léčení pravidelné polohování. Mobilizace ošetřovaného klienta nabývá ještě více na významu při prevenci vzniku dekubitů.

Pomocí rámu BiNetic podporuje lůžko **movita** koncepci aktivní mobilizace ošetřujícím personálem pomocí polohování ložné plochy. Sou-

časné polohování zádového a stehenního dílu prokazatelně snižuje třecí a smykové síly.

Ergonomické dělení modulární ložné plochy navíc přispívá k prevenci dekubitů. K dalšímu snížení tlakových sil je možné použít (volitelné) prodloužení lůžka, které předchází tomu, aby nohy vysokých klientů narážely na nožní čelo lůžka při změně nastavení zádového dílu.




Ložná plocha lůžka movita 200 cm s rámem BiNetic

## Ergonomie ložné plochy

Rozměry 4dílné ložné plochy pečovatelských lůžek společnosti LINET se opírají o antropometrické výsledky, tj. o průměrnou velikost a výšku

určité osoby. Tato zjištění prokazují, že zádový díl musí být nejméně 80 cm dlouhý, aby byl účinnou podporou pro krční páteř.\*




## Modularita ložné plochy


### Můžete volit ze 3 variant ložných ploch

- Ložná plocha z drátěných sítí **Aero (01)** zajišťuje dobré provětrávání.
- Plastové vrstvy **ložné plochy Easyclean (02)** se velmi snadno čistí.
- **Komfortní ložná plocha (03)** s vynikajícími vlastnostmi **měkkého polohování (a)** podporuje prevenci dekubitů. Silněji odpružené prvky okrajové zóny slouží k jistější orientaci během spánku a usnadňují opouštění lůžka.

U všech variant lze segmenty ložné plochy snadno vyjmout a vyčistit (b).




01




02



03



a



b

\* Srov. Eigler, FW.: Arzt und Krankenhaus (Lékař a nemocnice) 7, 1989.




## Prokázaný účinek dvojité autoregrese

Společnost LINET se již mnoho let zasazuje o snížení rizika vzniku dekubitů: dvojitou autoregescí ložné plochy s rámem BiNetic. Při polohování zádového dílu se tento díl nejen ohne jako závěsný kloub, ale dojde také k jeho odsunutí od středu. To znamená, že části lůžka se během polohování pohybují od sebe (viz obr. 2b), což zvětšuje ložnou plochu v pánevní oblasti a významně snižuje tlak v ohrožené sakrální části zad.


V případě dvojité autoregrese se pohybuje nejen zádový díl, ale také stehenní díl ložné plochy, což dále zvětšuje prostor pro sezení.

Výsledky získané měřením tlaku jasně dokazují, že jednoduchá autoregrese snižuje úroveň tlaku ve srovnání se standardní polohou lůžka. Při dvojité autoregesci (obr. 3b) je pak tlak ještě nižší.


Obr. 1




Obr. 2



Obr. 3



a) Měření tlaku standardní ložné plochy



b) Měření tlaku u rámu BiNetic s dvojitou autoregescí

Dvojitá autoregrese samozřejmě není jediným způsobem profylaxe dekubitů. Může však účinně podpořit probíhající terapii a ukazuje, že bychom měli využít všechny technické možnosti, které máme k dispozici ke zlepšení ošetrovatelské péče.



### Klient

- Snížení tlaku v pánevní oblasti a eliminace třecí a střížné síly
- Ergonomické členění ložné plochy pro zvýšení komfortu
- Vynikající podpora hlavy při nastavení zádového dílu



### Ošetrovatelská péče

- Účinnější prevence dekubitů
- Klient méně sklouzává na lůžku
- Minimalizace opakovaného polohování, více času na ošetrování



### Management

- Snížení rizika dekubitů a nižší následné náklady
- Časová úspora díky rychlému prodloužení lůžka
- Pro klienty do 175 cm není nutné prodloužovat ložnou plochu
- Snížená potřeba skladování materiálu na prodloužení ložné plochy



### Údržba

- Rychlejší přístup k motoru
- Snadné čištění ložné plochy

# SafeFree®

Koncepce pro bezpečnost, samostatnost a mobilizaci

## 4 postranice

1

Dělené postranice ve spuštěné poloze umožňují volný přístup ke klientovi pro každodenní ošetřování, výměnu obvazů (převazy) nebo stlažení lůžka. Žádná nutnost snímání a odkládání rušivého příslušenství.

## 4 režimy ochrany

### Bez nutnosti ochrany



2

Pro bezpečnost v noci často stačí kombinace nízké polohy lůžka s prvním stupněm vytažení postranice v hlavové části. Tato „mírná ochrana“ neklade žádné zbytečné bariéry, přesto dlouhodobě snižuje riziko pádu. Postranice umožňují klientovi orientaci, aniž by ho omezovaly.

### Základní

bez opatření omezujících volnost (OOV)



3

Tato ¾ ochrana vytváří výstupní prostor v nožní části, určené ke snížení OOV při současném zachování stejně vysokého standardu bezpečnosti. Nastavením výšky lůžka a postranice se lůžko **movita** přizpůsobí klientům všech velikostí a výšek.

### Zvýšená

bez opatření omezujících volnost (OOV)



4

Třetí stupeň vytažení se používá k zajištění maximální bezpečnosti klienta na lůžku. V této nejvyšší pozici jsou dělené postranice svou pevností stejně bezpečné jako postranice podélné. Není nutné pořizovat příslušenství pro uzavření střední mezery při použití břišního kurtovacého pásu k omezení pohybu klienta.

### Maximální


pro výšky matrací od 12 do 18cm



## 4 výhody


### Bezbariérovost

žádná střední sloupová konstrukce ani protektor mezi postranicemi




### Orientace

místo OOV




### Mobilizace

bez přizpůsobení výšce klienta




### Bezpečnost


překračuje požadavky nového standardu IEC 60601-2-52



## 4 dělené postranice pro ošetřování ze všech stran



Standardní péče –  
postačuje přístup z jedné strany



Zvýšená péče –  
je zapotřebí přístup z obou stran

### Vaše výhody:

1. Flexibilní použití lůžka pro standardní péči i v omezených prostorech (obr. 1)
2. Flexibilní přístup k lůžku z obou stran v případě vyšší potřeby péče (obr. 2)
3. Flexibilní použití lůžka k mobilizaci klienta pro výstup z lůžka na levé nebo pravé straně
4. Vyhnete se následným nákladům na dovybavení lůžka postranicemi

## Větší bezpečnost díky střední mezeře\* < 60 mm


- Dodržení nového standardu IEC 60601-2-52
- Bezpečnost v pracovní pozici, tj. i při zdvižení zádového nebo nožního dílu
- Bezpečnost bez použití dodatečného protektoru střední mezery pro fixaci břišním pásem v souladu s doporučeními BfArM (Německý federální ústav pro kontrolu léků a zdravotních pomůcek)\*\*



CB certifikát IEC 60601-2-52 od  
certifikační autority TÜV Hannover



Hodnocení pro střední  
mezeru provedl BerlinCERT



Dodržení IEC 60601-2-52 při střední mezeře < 60 mm  
v pracovní pozici bez protektoru střední mezery

\* Střední mezeře = vzdálenost mezi dělenými postranicemi

\*\* Informace pro odborníky z BfArM (Německého federálního ústavu pro kontrolu léků a zdravotních pomůcek), dne 07/08/2004 (ref. číslo. 913/0704)



### Klient

- Ochrana ve všech polohách
- Nezávislá mobilizace
- Maximální možná bezpečnost podle potřeby



### Ošetrovatelská péče

- Nezávislá mobilizace klienta
- Vhodné pro všechny metody polohování
- Právní jistota bez nutnosti přizpůsobení dalším požadavkům



### Management

- Hospodárné řešení postranic – žádné dodatečné náklady na protektory středních mezer
- Certifikace podle nového standardu IEC 60601-2-52 chrání bezpečnost investice
- Útulný vzhled „jako doma“



### Údržba


- Bezproblémový chod, nízké nároky na údržbu postranic
- Žádná nutnost příslušenství, například protektorů středních mezer

# Inteligentní koncepce ručního ovladače

s automatickými funkcemi pro úsporu času

Ruční ovladač pečovatelských lůžek **movita** / **movita casa** zaujme na první pohled přehledností a ergonomickým vzhledem: méně tlačítek a velké symboly, usnadňující intuitivní ovládání.

Funkce předvoleb předchází chybám, protože spuštění určité funkce chybným stisknutím tlačítka není možné.




Ruční ovladač je kdykoli snadno přístupný pro klienta i personál (přídavný držák ručního ovladače, modely č. 10-0419 a č. 10-0421).

## 3 úrovně bezpečnosti

Do zadní strany ručního ovladače je integrována funkce blokování, takže odpadá potřeba se shýbat a hledat samostatný blokovací panel.

Pomocí nemagnetického klíče je možné nastavit tři režimy ručního ovladače, které přizpůsobí volby nastavení lůžka různým úkolům ošetřovatelské péče. V **režimu blokování** jsou zablokovány všechny funkce na ručním ovladači. V **režimu klienta** a v **režimu péče** má klient k dispozici tři tlačítka.



Nastavení  
zádového dílu

Autoregrese

Nastavení výšky

Nahoru

Dolů



Režim péče



Režim blokování



Režim klienta



### Klient

- Uživatelsky příjemná koncepce s jasně uspořádanými symboly
- Ochrana proti první chybě v souladu s novým standardem IEC 60601-2-52, se speciálním režimem klienta
- Funkce předvoleb předchází nechtěným nastavením z nedopatření



### Ošetřovatelská péče

- Funkce ručního ovladače může být individuálně nastavena podle příslušné situace (3 režimy)
- Žádné náklady navíc na pořízení samostatného kontrolního ovládacího panelu



### Management

- Ochrana proti první chybě není volitelná, ale je standardem
- Ruční ovladač a kontrolní panel v jednom – není třeba používat samostatný kontrolní ovládací panel



### Údržba

- Kvalitní EPR kabel chrání před zlomením kabelu a předchází zbytečným zásahům údržby
- Není třeba žádné dodatečné instalace kontrolního ovládacího panelu

# 3 délky lůžek

Bez střední mezery > 318 mm a bez střední sloupové konstrukce

Pečovatelská lůžka společnosti LINET jsou vybavena integrovaným prodloužením lůžka. Pomocí expresního prodloužení lůžka (obrázek níže / volitelné) je možné lůžko **movita** flexibilně nastavit na různé délky s dělenými postranicemi. Pro všechny konfigurace jsou splněny požadavky nového standardu IEC 60601-2-52.


## 200 cm

Délka lůžka 200 cm: dělené postranice umožňují ochranu bez střední mezery > 318 mm\* a bez protektoru.




## 210 cm

Délka lůžka 210 cm: ochrana s delší postranicí v nožní části bez příslušenství a bez mezery > 318 mm\*\*.



## 220 cm

Prodloužení lůžka na 220 cm: je možné v případě potřeby nastavit dočasně – kompletní ochrana je zajištěna protektorem v nožní části (příslušenství).



\* Střední mezera (vzdálenost mezi dělenými postranicemi) < 60 mm

\*\* Mezery mezi dělenými postranicemi a také mezi postranicemi a hlavovou a nožní částí < 60 mm



### Klient

- Nejvyšší standardy bezpečnosti s postranicemi pro všechny délky lůžek
- Individuální a rychlé nastavení délky lůžka
- Je možná individuální mobilizace



### Ošetrovatelská péče

- Rychlé přizpůsobení různým výškám klientů
- Bezpečná a efektivní práce
- Snížené riziko při pádu (OOV)
- Klienti se mohou sami mobilizovat
- Šetří se záda při ošetřování ve výšce 79 cm



### Management

- Nízké následné náklady díky pracovním podmínkám, které snižují zátěž zad
- Nízké náklady na příslušenství pro prodloužení lůžka
- Prodloužení lůžka testováno a certifikováno v souladu s IEC 60601-2-52



### Údržba


- Rychlé přestavení lůžka pro vyšší klienty
- Méně náhradních dílů na prodloužení lůžka

# Efektivní řešení kabelů

D box – energie pro lůžko a lampu na čtení

Použitím praktického D boxu se nepřehledná směsice kabelů stává minulostí. D box umístěný uvnitř hlavové části slučuje kabely lůžka a lampy. Díky tomu vede do síťové zásuvky pouze jeden kabel.

3 kabely –  
jedno řešení –  
mnoho výhod



- K přesunutí lůžka stačí vytáhnout pouze jeden kabel.
- Žádné riziko záměny kabelů při vytažení ze zásuvky.
- Nezávislost na motoru a díky tomu dobrý přístup k přípojkám ve všech polohách lůžka.
- Pro halogenová a LED světla.

Halogenová  
a LED  
technologie



# Bezpečnost a přínos pro zákazníka

Společnost LINET pravidelně prochází audity výrobních procesů a managementu ze strany TÜV\*. Společnost je certifikovaná v souladu se standardy DIN EN ISO 9001:2008 pro systémy řízení kvality a také s DIN EN ISO 13485:2003+AC:2007 pro výrobu zdravotnických prostředků.

Každé pečovatelské lůžko je vyrobeno v souladu s vysokými standardy Německého zákona o zdravotnických prostředcích (MPG) a nese značku CE v souladu se směrnicí EU 93/42 EHS. Pečovatelská lůžka jsou certifikovaná a vyráběná v souladu se standardem IEC 60601-2-52:2010-12. Do vývoje produktu jsou také zahrnuta doporučení BfArM (Německý federální ústav pro kontrolu léků a zdravotních pomůcek), která výše uvedené požadavky překračují.



Věnujeme velkou pozornost vaší bezpečnosti a dlouhodobé spokojenosti s našimi produkty a službami – proto vám rádi kdykoli pomůžeme – od procesu plánování pořízení lůžka až po recyklaci po konci jeho životnosti – a nabídneme vám balíčky služeb uzpůsobené všem fázím.

\* Definice TÜV: Německý úřad technické kontroly

# Design | hlavové a nožní části



Design A  
hlavová/ nožní část



Design Ak  
hlavová/ nožní část



Design Ak  
nožní část



Design D  
hlavová část



Design D  
nožní část



Design D  
nízká nožní část



Design G  
hlavová část



Design G  
nožní část



Design G  
nízká nožní část



Design K  
hlavová část



Design K  
nožní část



Design K  
nízká nožní část



Design S  
hlavová část



Design S  
nožní část



Design S  
nízká nožní část



Design T  
hlavová část



Design T  
nožní část



Design T  
nízká nožní část



Design W  
hlavová část



Design W  
nožní část



Design W  
nízká nožní část



Design DR  
hlavová část



Design DR  
nožní část




Design LP  
hlavová/ nožní část



# Barvy | Dekory\*




Javor (R 5184)




Přírodní buk (R 5320)




Buk tónovaný (R 5313)




Kakao (R 5447)




Olše zlatočervená (R 4601)




Třešeň (R 5360)



Třešeň Havana (R 5681)



Dub Lindberg (R 4223)




Sopečná bílá (U1011)


\* Některé dekory jsou dostupné za příplatek

# Vybavení a příslušenství

Rozměry lůžka movita / movita casa (na obrázku pro movita casa)



Lůžko movita casa s dělenými (10) postranicemi, bez mezery  
D 208 cm, Š 103/108 cm  
V1 37 cm (lůžko v dolní poloze)  
V2 79 cm (lůžko v nejvyšší poloze)




Lůžko movita casa s průběžnými 2dílnými postranicemi (09) s aretací




Lůžko movita casa s podélnou 3dílnou postranicí


## Ložné plochy



Komfort




EasyClean



Standard | Aero


## Prodloužení lůžka




Přechodné prodloužení lůžka, postranice 10 (standardní)



Trvalé prodloužení lůžka, postranice 10 (volitelné)



Trvalé prodloužení lůžka, postranice 09 (volitelné)




Prodloužení lůžka expres (volitelné)



10-0570 / 10-0580  
Protector pro prodloužení lůžka o 20 cm (volitelné)


## Volitelné




Vertikální ochranná kolečka



3D ochranná kolečka




Uvolnění zádového dílu pro CPR



Zásuvka Plug & Play pro použití ručního ovladače na jedné nebo obou stranách lůžka




D box s připojením lampy pro optimální správu kabelů




Svítilno pod lůžkem


## Příslušenství




**10-0419**  
Držák ručního  
ovladače pro dělené  
postranice  
**10-0421**  
Držák ručního  
ovladače krátký




**10-0422**  
Držák ručního  
ovladače pro podélné  
postranice  
**10-0421**  
Držák ručního  
ovladače krátký




**10-0424**  
Držák ručního ovladače pro  
upevnění na postranici  
**50-0165** Koš na močovou láhev  
**50-0164** Držák na močové sáčky  
(bez obrázku)



**50-0174**  
Polstrování pro dělené  
postranice 10



**50-0338**  
Polstrování pro dvoudílné podélné  
postranice 09



**50-0212** Designové halogenové svítidlo  
soluna s transformátorem 12V  
**50-0213** Designové halogenové svítidlo  
soluna bez transformátoru 12V  
**50-0237** Designové LED svítidlo soluna



**10-0368**  
Stolek k lůžku vt1  
Š 47 cm, V 66 cm, H 50 cm



**10-0324**  
Stolek k lůžku vivo E2  
Š 65 cm, V 77 cm, H 45 cm



**LINET spol. s r.o.**  
Želevčice 5, 274 01 Slaný  
Česká republika  
Tel.: +420 312 576 111  
Fax: +420 312 522 668  
E-mail: [info@linet.cz](mailto:info@linet.cz)  
[www.linet.cz](http://www.linet.cz)



**wissner-bosserhoff GmbH**  
Hauptstraße 4-6  
D-58739 Wickede (Ruhr)  
Phone: +49(0)2377/784-0  
Fax: +49(0)2377/784-163  
E-Mail: [info@wi-bo.de](mailto:info@wi-bo.de)  
[www.wi-bo.de](http://www.wi-bo.de)